


# L'irradiateur ExCell®, une solution inégalable

Pour une précision, une répétabilité et une vitesse d'exception



Le leader mondial des solutions  
complètes de stérilisation

# Les avantages de l'irradiateur ExCell®



**Conçu et construit par Sterigenics®.**  
**Comme votre « point de référence sécurité », nous sommes là pour vous aider à innover en toute confiance.**

- Des systèmes à la fine pointe de la technologie pour un transport, une manipulation du matériel et un processus de contrôle automatisés.
- Traitement des produits dans des systèmes d'emballage allant jusqu'à 61 cm x 51 cm x 46 cm (24 po X 20 po X 18 po) maximum et d'une densité pouvant atteindre environ 0,20 g/cm<sup>3</sup>, effectué en maintenant la dose fournie dans une plage de  $\pm 10\%$

**Remarque :** Les produits ayant une densité plus élevée peuvent faire l'objet d'une irradiation tout aussi uniforme, à un volume inférieur.

**ExCell® est un irradiateur de choix pour des fins diverses, incluant :**

#### Les dispositifs médicaux

- Vérification des doses de radiation soutenant l'établissement et l'audit des doses de stérilisation (sections 8.2.3.c et 12.1.1.b de la norme ISO 11137-1, respectivement).

#### Les produits médicamenteux

- Radiations à utiliser à différents stades du cycle de développement du produit, y compris pour les échantillons de R&D, les lots pour essais cliniques et les tests de stabilité et de routine, le cas échéant.

#### Offres spéciales de service

##### Temps de rotation rapide du produit

- Lorsque le délai est crucial, les services GammaSTAT™ sont proposés sous 2 formules : un service en 23 h et un service en 48 h.

##### Une équipe de professionnels dédiés

- Forts de leur expérience hors pair, nos experts soutiennent nos clients tout au long du cycle de développement du produit.

## Solutions complètes de stérilisation

Nous sommes plus de 1600 ingénieurs, scientifiques, spécialistes de la sécurité et fournisseurs de solutions axés sur l'élimination des menaces sur la santé de l'humanité. Nous avons une présence internationale et plus de 90 ans d'expertise approfondie dans les domaines de la stérilisation gamma, OE, par faisceau d'électrons et par rayons X. Nos activités se développent dans 47 installations présentes dans 13 pays, ce qui nous assure d'être le « point de référence sécurité » pour nos clients.

**Protéger la santé mondiale™ – avec chaque produit que nous stérilisons.**

**Le service ExCell® est disponible dans les établissements Sterigenics de Charlotte, en Caroline du Nord (États-Unis) et de Corona, en Californie (États-Unis). Contactez-nous pour démarrer votre projet.**



Bureau du siège social :  
Oak Brook, Illinois, États-Unis

Pour plus d'informations :  
+1 800 472 4508 | [sterigenics.com](http://sterigenics.com)

Corona, CA 951-340-0700, poste 208  
Charlotte, NC 704-587-8902